


BlueTemp[®] Sensoren

Wiederverwendbare, autoklavierbare (134°C) Temperatursonden zur präzisen Bestimmung der Körperoberflächen- und Kerntemperatur bei Erwachsenen, Kindern und Neonaten



» **PRODUCTS** that care
for you «

BlueTemp® - Ein komplettes Programm von wiederverwendbaren Sensoren zur präzisen Bestimmung der Körperoberflächen- und Kerntemperatur bei Erwachsenen, Kindern und Neonaten

- Sensoren zur Hautoberflächen-Temperaturmessung
- Sonden für oesophageale, rektale und nasale Temperaturmessung

» Beschreibung - BlueTemp® Sensoren

Die Temperatursensoren sind

- **autoklavierbar bei 134°C**
- **kompatibel zur YSI 400 Serie**
- **hochgenau**
- **extrem robust**
- **biokompatibel und latexfrei**

Die wiederverwendbaren Sensoren können auf Wunsch auch mit **kundenspezifischen Steckern** geliefert werden.

» Technische Daten - BlueTemp® Sensoren

- **Messprinzip:** NTC
- **Kennlinie:** YSI 400 kompatibel!
- **Messbereich:** 0 - 50°C
- **Genauigkeit:** ± 0,1°C im Bereich von 25 - 50°C
- **Gesamtlänge:** 280 cm; andere Längen auf Anfrage.

» Produktinformation - BlueTemp® Sensoren

Die rektalen und oesophagealen Temperaturfühler (R/E) sind erhältlich in den Größen: 2mmØ, 3mmØ und 4mmØ. Die Hauttemperatursensoren (Skin) sind erhältlich in den Größen: 6mmØ, 10mmØ, und 16mmØ (siehe Tabelle).



Klinkenstecker gerade



Siemens - kompatibel



Klinkenstecker gewinkelt



HP/ Philips - kompatibel

Stecker		R/E 2mm	R/E 3mm	R/E 4mm	Skin 6mm	Skin 10mm	Skin 16mm
Klinkenstecker	AC	TRRE 01-00-2009	TRRE 01-00-2010	TRRE 01-00-2011	TRSC 01-00-2021	TRSC 01-00-2022	TRSC 01-00-2023
Klinkenstecker 90°	AC	TRRE 01-00-2012	TRRE 01-00-2013	TRRE 01-00-2014	TRSC 01-00-2024	TRSC 01-00-2025	TRSC 01-00-2026
Siemens kompatibel	AC	TRRE 01-00-2015	TRRE 01-00-2016	TRRE 01-00-2017	TRSC 01-00-2027	TRSC 01-00-2028	TRSC 01-00-2029
HP kompatibel	AC	TRRE 01-00-2018	TRRE 01-00-2019	TRRE 01-00-2020	TRSC 01-00-2030	TRSC 01-00-2031	TRSC 01-00-2032

bluepoint medical GmbH & Co. KG

An der Trave 15 | D-23923 Selmsdorf, Germany
 Tel. +49-38823-5488000 | Fax +49-38823-5488029
 info@bluepoint-medical.com | www.bluepoint-medical.com