

# SoftFlap<sup>®</sup> – SpO<sub>2</sub> Sensoren



Die kostengünstige Alternative  
ohne Kompromisse in Qualität  
und Patientenkomfort


















» PRODUCTS that care  
for you «

# Flexibel einsetzbar, einfach in der Handhabung



Die robusten SoftFlap® Sensoren überzeugen durch Qualität und hohen Tragekomfort und sind damit die ideale sowie kostengünstige Lösung für die ambulante Anwendung.


Die klinisch getesteten und validierten SpO<sub>2</sub>-Sensoren von **bluepoint**® MEDICAL sind geeignet zur Verwendung mit den Pulsoximetern und Modulen der in der Tabelle aufgelisteten Hersteller.

	Nellcor®		Datex®		Ohmeda	
Typ	SF4001 <sup>1)</sup>	SF4002 <sup>1)</sup>	SF4011	SF4012	SF4016	SF4017
Kabellänge	90 cm	200 cm	90 cm	295 cm	295 cm	100 cm
Stecker						
	Nihon-Kohden		HP/Phillips®		CSI	
Typ	SF4046	SF4047	SF4006	SF4007	SF4036	SF4037
Kabellänge	295 cm	160 cm	295 cm	150 cm	90 cm	295 cm
Stecker						
	Novametrix®		Nonin®		BCI	
Typ	SF4041		SF4026		SF4021	
Kabellänge	295 cm		90 cm		120 cm	
Stecker						

Für spezielle Fragen und anwenderspezifische Lösungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

<sup>1)</sup> nicht verwendbar mit OxiMax®-Technologie

bluepoint® MEDICAL Vertriebspartner



Alle **SoftFlap**® Sensoren sind als Klasse IIb Produkte klassifiziert und zertifiziert.

**SoftFlap**® is a registered trademark of **bluepoint**® MEDICAL.

**bluepoint** MEDICAL